

遊具のような リハビリ用具。

多機能型リハビリ用具

リハアツプ

®
PAT.P



木のやさしい温もりと、 多彩な機能を1台で。

ロープハンガー

ロープを通して使用する際は、左右どちらの支柱にもセットできます。

ロープ

ロープ運動のための専用ロープで、長さ調節は自在。握力が落ちた人でも握りやすいハンドル付きです。

安全性に配慮した手すり

左右の手すりは少し高めにして転倒防止に配慮してあります。

座面板収納状態

座面の高さは5段階

座面は用途に応じて10、20、30、40、50cmの高さを選べます。使わないときは、背面はしごバーの下に収納できます。

わずか半畳のスペース

設置サイズ：本体幅71×奥行85×高さ204（吊りロープ時）cm

5本のはしごバー

はしごバーは高い位置から無理なくはじめられるよう5段階から選べます。

滑りにくい支柱

左右の支柱は握りやすく滑りにくい加工が施されています。

踏み板は左右収納可

3種類の踏み板は、設置方向に応じて左右どちらにも収納できます。

専用の杖ホルダー

「リハアップ」専用の杖ホルダー「つえつえほ〜」を備えています。

